



## Центробежный экстрактор CENTEX-100



**Производитель:**

Core Lab Instruments, США

### Описание:

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭКСТРАКТОР (220 В, 50 ГЦ)

представляет собой устройство для осуществления вращения на больших скоростях для извлечения нефти и/или воды из консолидированных образцов керна. Скорость экстракции значительно выше, чем при использовании других традиционных методов.

Экстрактор состоит из перегонного куба для растворителя и центрифуги. Перегонный куб нагревает, испаряет и конденсирует растворитель, который направляется во вращающуюся центрифугу и распыляется на образцы керна в виде мелкого тумана, насыщая их. Двухскоростной нагреватель перегонного куба разработан для использования различных растворителей или смеси растворителей. Кроме того, он может действовать, используя воду вместо растворителя, когда необходимо удалить из керна соль и другие растворимые в воде вещества.

Этот экстрактор применяется для извлечения жидкостей из образцов диаметром не более 1,5 дюйма и длиной 3 дюйма.

### Особенности:

Комплект поставки:

- Блок центрифуги
- Блок перегонного куба

- Комплект соединительных трубок

Запасные части на 2 года, комплект включает:

- Поливиниловая трубка, внешний диаметр 7/16 дюйма, внутренний диаметр 5/16 дюйма
- Поливиниловая трубка, внешний диаметр 5/16 дюйма, внутренний диаметр 3/16 дюйма
- Фетровые вкладыши
- Подшипники
- Масляные уплотнения
- Фетровые прокладки
- Комплект запасных частей на 2 года работы.