



## Обрезная пила с алмазным режущим инструментом



**Производитель:**

Core Lab Instruments, США

### Описание:

Применяется для обрезания и шлифовки цилиндрических образцов керна, высверленных на алмазном сверлильном станке. Затем образцы очищаются, высушиваются и маркируются для последующего определения проницаемости и пористости. В комплект входят 8-дюймовые (20 см) алмазные режущие полотна и один шлифовальный круг. Пила включает в себя порт для подключения вакуумной системы для «мокрого/сухого» режима удаления отходов горной породы, остатков охлаждающей жидкости и пыли. (220 В/50 Гц)

Назначение:

Обрезка и шлифовка цилиндрических образцов керна

### Спецификация и технические характеристики:

Комплект поставки:

- Обрезная пила с алмазным напылением с возможностью обрезки и шлифовки образцов - 1 шт.
- Алмазные режущие полотна для пилы (диаметр 8 дюймов) - 3 шт.
- Алмазный шлифовальный круг - 1 шт.

Дополнительные приборы (опции на заказ):

- Вакуумный насос

Вакуумный насос типа «мокрый/сухой» с мотором мощностью 3,5 л.с., сборным резервуаром вместимостью в 55 галлонов на тележке, со шлангом и насадкой.

Запасные части на 2 года, комплект включает:

- Клиновидный ремень, длиной 33 дюйма (84 см), толщиной 5/16 дюйма – 4 шт.
- Алмазные режущие полотна для пилы диаметром 8 дюймов (20 см) – 4 шт.
- Герметичный подшипник – 4 шт.
- Алмазный шлифовальный круг – 1 шт.