



## Сатуратор высокого давления для цилиндрических образцов



**Производитель:**

Core Lab Instruments, США

### Описание:

Конструкция выполнена из нержавеющей стали, включает насос, датчиком, клапаны, прокладки, кольцевые уплотнения, трубки из нержавеющей стали и подставку. Цилиндр из нержавеющей стали служит для насыщения образцов керна при нагнетании давления до 2000 psi и поддержании его на этом уровне. Система подходит для образцов диаметром 1,5 дюйма максимум и общей максимальной длиной 15 дюймов (38 см).

Система может интегрировать стандартную лабораторную вакуумную систему.

### Спецификация и технические характеристики:

Запасные части на 2 года, комплект включает:

- Соединительная бесшовная трубка из нержавеющей стали - 6 футов;
- Кольцевое уплотнение - 6 шт.
- Фиксирующее кольцо - 2 шт.