



Компактный охладитель F500



Производитель:

JULABO GmbH, Германия

Описание:

Компактный охладитель-циркулятор F500 является бюджетной моделью для ежедневных стандартных задач и рутинной работы в лаборатории. Диапазон рабочих температур находится от 0°C до +40°C, стабильность температур PID-температурного контроллера составляет $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Отсутствие боковых вентиляционных отверстий позволяют устанавливать прибор даже на небольшой площади. Благодаря высокой эффективности модель F500 является экономичной и одновременно экологически благоприятной альтернативой охлаждению водопроводной водой. Низкие расходы по приобретению и как следствие краткий амортизационный период вносят вклад в сохранение ценных ресурсов питьевой воды.

Назначение:

Регулирование температуры жидкостей

Особенности:

- Отсутствие боковых вентиляционных отверстий – возможная установка приборов вплотную друг к другу
- Компактное исполнение и малая площадь установки
- Экологически благоприятное охлаждение с незначительным расходом эл.энергии
- Детали, находящиеся в контакте с жидкостью, изготовлены из нерж.стали или

- высококачественного пластика
- Большой, яркий LED-указатель температур (разрешение 0.1 °C)
- Высокая точность: PID контроллер температур с предустановленными параметрами, стабильность $\pm 0.02 \dots \pm 0.2$ °C
- Простое заполнение
- Сливной кран
- Брызгозащищенная клавиатура
- Простое 3-х клавишное управление