



Холодильный шкаф для химикатов KRC 50



Производитель:

JULABO GmbH, Германия

Описание:

Холодильные шкафы для химикатов предназначены для охлаждения и хранения опасных веществ. Они имеют самозащищенную цепь автоматического регулирования и защиту от перегрева компрессора. Система управления устроена так, что исключено искрообразование, которое может привести к взрыву. При этом рабочий датчик и датчик безопасной работы имеют защиту от короткого замыкания и отключения. В случае сбоя происходит полное отключение, после чего загорается красная контрольная лампа.

Блок управления может быть по желанию закреплен на лицевой или задней стороне.

Назначение:

Охлаждение и хранение химикатов и опасных веществ

Особенности:

- Цифровой светодиодный указатель заданной и действительной температур
- Контрольная лампа охлаждения
- Контрольная лампа сбоя
- Кнопка проверки защиты от перегрева

Спецификация и технические характеристики:

Диапазон рабочих температур (°C)	-2 ... +12
Стабильность температуры (°C)	±1
Разрешение дисплея	0.1 °C
Дисплей	LED
Допустимая окружающая температура	0...35
Вес (кг)	32
Входит в комплект поставки	1 Стекло, 2 Выдвижной ящи
Параметры сети В / Гц / А	230/50
Защита компрессора от перегрева °C	105
Сигнал тревоги	оптически
Контроль за датчиками защиты	PTC
Рабочий датчик	PTC
Установка / отображение температур	Analog LED
Внутренний объем, литры	68
Внутренние габариты Ш x Д x В см	42x29x44
Внешние габариты Ш x Д x В см	55x64x63