



Электронный пенетрометр K95590



Производитель:

Koehler Instrument Company, Inc (США)

ASTM:

ASTM D5
ASTM D217
ASTM D937
ASTM D1321
ASTM D1403
ASTM D2884
ASTM D4950

IP:

IP 49
IP 50
IP 179
IP 310

ISO:

ISO 2137

ГОСТ:

ГОСТ 5346
ГОСТ 32154
ГОСТ 25771
ГОСТ 32331
ГОСТ ISO 2137

Описание:

Электронный пенетрометр K95590 представляет собой компактный прибор, использующий новейшие технологии, для определения консистенции смазок, нефтяных парафинов, битумов, паст, кремов и других продуктов от твёрдой до полужидкой консистенции.

Прибор прост в применении, обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов определения консистенции образцов. Микропроцессорное управление позволяет проводить полный

диапазон измерений и составлять отчеты, а запрограммировав рабочие параметры, можно облегчить работу оператора.

Особенности:

- Возможность программирования оператором времени проведения измерения (пенетрации) в интервале от 0,1 до 9999,9 секунд, измерение завершиться автоматически по истечении установленного времени
- Автоматическая установка пенетратора на поверхности образца
- Полный диапазон измерений 0-620 по шкале 1/10 или 1/100 мм
- Аппарат оснащен большим ЖК-дисплей для отображения фактической информации
- В пенетрометр встроен порт RS232 для передачи данных
- Прибор может работать как от аккумулятора, так и от сети
- На съемном основании пенетрометра можно размещать чашки аппаратов для перемешивания смазок и другие контейнеры для образцов
- Компания Koehler предлагает полный выбор конусов, игл и дополнительных принадлежностей для анализа нефтепродуктов и других образцов
- Как опция, для пенетрометра K95590 доступно Windows совместимое программное обеспечение, облегчающее калибровку и настройку аппарата, хранение информации об испытаниях, а также работу со стандартными методами испытаний (ASTM)

Спецификация и технические характеристики:

| Параметр | Значение |
|---|---------------------------------------|
| Диапазон измерений | от 0 до 62 мм |
| Точность измерений | ±0,05 мм |
| Электропитание | 220-240 В, 50/60 Гц |
| Габариты (ШхГхВ) | 356х317х457 мм |
| Вес нетто | 9,5 кг |
| Вес брутто | 12,3 кг |
| Требования к ПК для установки ПО | |
| Процессор | Intel® Pentium II (минимум) |
| Частота процессора | 500 МГц и выше |
| Операционная система | Windows ® 98 SE, 2000, NT, ME, XP |
| Оперативная память | 64 Мб (минимум) 128Мб (рекомендуемая) |
| Место на жестком диске | 15 Мб (минимум) |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Коммуникационный порт | RS 232 |
| Другое ПО | Excel 97 или выше |