ООО «Неохром» — Оборудование для Вашей лаборатории!
Адрес: МО., Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов, 6
Почта: sales@neochrom.ru
Тел.: +7 (495) 795-87-45
www.neochrom.ru



Контрольные образцы керна

Производитель:

Core Lab Instruments, США

Описание:

Контрольные образцы из нержавеющей стали используют в качестве стандарта для калибровки оборудования, поэтому их точность имеет огромное значение. Предлагаются контрольные образцы диаметром 1 и 1 ½ дюйма. Внешняя оболочка из нержавеющей стали защищает пористую среду. Допустимое давление до 2000 psig. В настоящее время комплект включает 5 образцов, охватывающих большой диапазон проницаемости и пористости (см. ниже). Каждому номеру из комплекта присвоено обозначение A, B, C, D, и E, указывающее на различные характеристики. Образцы предназначены для газовых пермеаметров в стационарном режиме серии Ultra-Perm для проверки и калибровки системы и подтверждения достоверности полученных результатов.

На примере образцов с диаметром 1 дюйм

№ образца	Проницаемость (K)	Пористость (∅)	Размер проб в мм	Размер отверстия
135A	3-15 mD	2,5%	0,1	1/16
135D	90-150 mD	25,0%	0,5	½
135E	1000+ mD	35,0%	2,0	5/8

Назначение:

- Контрольный образец пористости и проницаемости

Спецификация и технические характеристики:

Технические характеристики:

- Откалиброванные контрольные образцы диаметром 1 дюйм, проницаемость, набор из 5 штук с футляром
- Откалиброванные контрольные образцы диаметром 1,5 дюйма, проницаемость, набор из 5 штук

с футляром