ООО «Неохром» — Оборудование для Вашей лаборатории!
Адрес: МО., Красногорск, мкр-н Опалиха, ул.Геологов, 6
Почта: sales@neochrom.ru
Тел.: +7 (495) 795-87-45
www.neochrom.ru



Промышленный станок для выбуривания образцов керна СММ-200

Производитель:

Core Lab Instruments, США

Описание:

Станок СММ-200 представляет собой высокоточный инструмент для выбуривания цилиндрических образцов керна из полноразмерного керна.

Станок способен обрабатывать полноразмерный керн диаметром до 6 дюймов (15 см) и длиной до 1 метра.

Специальный вертлюг буровой коронки может вмещать различные охлаждающие жидкости такие как товарная нефть, керосин, соляной рассол, другие масла или холодный и жидкий азот.

На поддон для керна можно поместить сухой лед вокруг образца керна по всей его длине.

Назначение:

- Высверливание цилиндрических образцов керна
- Ориентирование образцов керна, которые выбуриваются вдоль напластования.
- Множество точек отбора керна вдоль всего образца длиной 1 метр.
- Обрабатываемый керн различного размера по длине и диаметру (в диаметре от 1 до 6 дюймов (2,54-15 см)по длине от 1 дюйма (2,54 см) до 1 метра).

Преимущества станка СММ-200

- Надежный промышленный станок. Время простоя сведено к минимуму.
- Предлагаются модели, обеспечивающие ручной режим подачи керна, режим переменной скорости или переменного давления.
- Вращающаяся головка в сборе позволяет выбуривать образцы под различными углами.

- Переменная скорость вращения буровой коронки.
- Стол с керном способен перемещаться по 3 осям.
- Модуль работы с жидким азотом.